



NEW!

New Student Biological microscope B-190

OPTIKA

M I C R O S C O P E S
I T A L Y



Günstiges Schüler-Biologiemikroskop mit Profi-LED Beleuchtung
Microscope biologiques écolier avec éclairage LED/DEL professionnel
Low Cost biological microscope for students with high end LED Illumination



New Student Biological microscope B-190

Günstiges Schüler-Biologiemikroskop mit Profi-LED Beleuchtung
Microscope biologiques écolier avec éclairage LED/DEL professionnel
Low Cost biological microscope for students with high end LED Illumination

Technische Daten:



Optik

Beleuchtung	Durchlicht
Lampentyp	LED
Vergrößerung (-fach)	40x, 100x, 400x, 1000x
Objektivtyp	achromatisch
Abbildungsmaßstab (-fach)	4x, 10x, 40x, 100x
Okular (-fach)	10x (Weitfeld)
Kondensor	Abbe (N.A. 1,25)
Stromversorgung	Ext. Netzteil
Bauart	Binokular (192) / monokular (191)
Einblick	30° Schrägeinblick, 360° drehbar
Fokussierung	Grob- und Feintrieb
Objektisch	Kreuztisch (125mm x 115mm)

Besonderheiten

Irisblende	ja
Filterhalter	ja
Staubschutztasche	ja

Abmessungen

Farbe	blau/weiss
Länge (mm)	340
Breite (mm)	250
Höhe (mm)	460
Gewicht (g)	6000



B192 = Bino

B191 = Mono

Spécifications:



Optique

Éclairage	à transmissions
Type de lampe	LED / DEL
Grossissement	40x, 100x, 400x, 1000x
Echelle de l'image	4x, 10x, 40x, 100xx
Oculaire	10x
Condenseur	Abbe (N.A. 1,25)
Alimentation	Alimentation électrique ext.
Type de construction	Binoculaire (192) / monoculaire (191)
Mise au point	Mouvement rapide / fin
Platine porte-objet	Platine / table croisé (125x115mm)

Particularités

Diaphragme	oui
Crochet de filtre	oui
Housse de protection	oui

Dimensions

Longueur (mm)	340
Largeur (mm)	250
Hauteur (mm)	460
Poids (g)	6000
couleur	Bleu/blanc

Specifications:



Optics

Lighting	Transmitted light
Lamp type	LED
Magnification	40x, 100x, 400x, 1000x
Image scale	4x, 10x, 40x, 100x
Eyepiece	10x Widefield
Condensor	Abbe (N.A. 1,25)
Power supply	Ext. Power pack
Type of build	binocular / monocular
Focusing	Coarse and fine movement
Specimen stage	X-Y Cross table (125mm x 115mm)

Special features

Iris diaphragm	yes
Filter holder	yes
Dust cover	yes

Dimensions

Length (mm)	340
Width (mm)	250
Height (mm)	460
Weight (g)	6000
couleur	Blue / white