



Halter zur Dioptriefixierung der Okulare für die SZ51 und SZ61 Olympus Stereomikroskope



Entfernen Sie eventuell vorhandene Klebestreifen oder Gummiringe...

Blockieren Sie die Dioptriekorrektur, um die Reglierung der Dioptrieeinstellung während des Gebrauchs nicht zu verlieren.

Adaptiert für Okulare *Olympus WHSZ 10X-H/22*

Referenz :

Artikel Nr. : 600047

Einzelpreis : CHF 18.00 (exkl. MwSt und Versandkosten)