


Ryf RKT-1

Kugeltisch mit Acrylplatte s/w
Hémisphérique porte-objet avec plaque n/b





RKT-1 Nr. 230320.1:



Ryf Kugeltisch mit Acrylplatte schwarz/weiss Ø 90mm und rutschfeste Folie grün Ø 90mm.

Die grüne Folie „klebt“ auf beiden Seiten und kann wenn schmutzig oder staubig gewaschen werden (ohne Seife), damit die Folie wieder richtig klebt (hinterlässt keine Spuren)!

Abmessungen: Ø =120mm, h = 58-80mm

RKT-1 no. 230320.1:



Platine hémisphérique porte- objet Ryf pour orientation angulaire de l'échantillon, livrée avec plaque noir/blanc Ø 90mm et 1x revêtements antiglisse vert Ø 90mm.

Le film / revêtements antiglisse colle sur les deux cotes est lavable sans savon (sans laisser des traces sur vos objets).

Dimensions: Ø =120mm, h = 58-80mm



Best. Nr. no. cde			
230320.1	RKT-1	Ryf Kugeltisch mit Acrylplatte schwarz/weiss Ø 90mm und rutschfeste Folie grün Ø 90mm.	<i>Platine hémisphérique porte- objet Ryf pour orientation angulaire de l'échantillon, livrée avec plaque noir/blanc Ø 90mm et 1x revêtements antiglisse vert Ø 90mm.</i>
230320.30	RKT-F	Rutschfeste Folie grün, 1mm, Ø 90mm. Acrylplatte schwarz-weiss (MXA20002) erforderlich	<i>Revêtement anti-glisse vert, 1mm, Ø 90mm. Nécessite une plaque noir-blanc (MXA20002)</i>
MXA20002		Acrylplatte schwarz-weiss Ø 90mm zu RKT-1	<i>Plaque noir/blanc Ø 90mm pour RKT</i>