



Teileliste Ryf NKL / NLL Beleuchtungen



Ryf Hochfrequenz Zirkular-Fluoreszenzlampen

Art. No.	Modell	
270125	NKL 12c	Ryf Hochfrequenz Zirkular-Fluoreszenzlampe, 50-120KHZ Version, Helligkeit regelbar 1:10, ohne Adapter (Swiss Made).
270125.A	NKL 12c	Ryf Hochfrequenz Zirkular-Fluoreszenzlampe, 50-120KHZ Version, Helligkeit regelbar 1:10, mit Adapter RGH (Swiss Made).
270121	NKL 12E	NKL12 mit ESD Gehäuse und ESD Röhre (gespiegelter Lampenschirm)
270122	NKL 12Auto	38 KHZ Version, regelt selber nach mit Photo Zelle, Helligkeit einstellbar
270180	NKL 18	Hochfrequenz Zirkular-Fluoreszenzlampe, 25 KHz geregelt (5'100°K), ohne Adapter (Swiss Made).
270180.A	NKL 18 A	Hochfrequenz Zirkular-Fluoreszenzlampe, 25 KHz geregelt (5'100°K), mit Adapter für RGH Arm (Swiss Made).
270184	NKL 18/RGH-4	Hochfrequenz Zirkular-Fluoreszenzlampe, 25 KHz geregelt (5'100°K), mit Universal-Gelenkhalter 4 Gelenke (Swiss Made)
270182	NKL18/115V	Hochfrequenz Zirkular-Fluoreszenzlampe 115V 25 KHz geregelt, ohne Adapter (Version Export USA / CDN) Swiss Made
270181	NKL 18E	Hochfrequenz Zirkular-Fluoreszenzlampe, NKL18 mit ESD-Gehäuse und ESD Röhre, mit gespiegelter Lampenschirm (Swiss Made).
270183	NKL 18X	Industrie HF Zirkular-Fluoreszenzlampe Ryf NKL 18X Alu (Swiss Made)
270190	NKL19	Ø 60mm, 25 KHz, für Objektive Ø 60mm Leica, Olympus und Nikon
270250	NKL 25 Mini	Zirkular-Fluoreszenzlampe 25 Khz, geregelt, ohne Adapter
270260	NKL 26 Mini	Zirkular-Fluoreszenzlampe 25 Khz, geregelt, regelbar 1:10, oh. Adapter
270900	NKL 90 Dome	Ø 100mm Dome Fluoreszenzlampe 25 Khz,geregelt, mit 5'100°K Röhre
270910	NKL 91	Ø 100mm Fluoreszenzlampe 25 Khz,geregelt, mit 5'100°K Röhre
270920	NKL 100 Maxi	Ø 100mm Fluoreszenzlampe 25 Khz,geregelt, mit 6'500°K Röhre





Teileliste Ryf NKL / NLL Beleuchtungen

Ryf Hochfrequenz Linear-Fluoreszenzlampen

Art. No.	Modell	
272836	NLL28-360	Ryf Linear-Fluoreszenzlampe, geregelt 25 KHz, L = ca. 360mm 2x8W / 5'100°
272850	NLL28-500	Linear-Fluoreszenzlampe, geregelt 25 KHz, L = ca.495mm 2x13W /5'100°K



Ryf Adapter zu den Zirkular-Fluoreszenzlampen

Bei Bestellung immer Gerätetyp angeben!

Art. No.	Modell	
	Adapter:	
274481	48mm Kompakt	(kurzer Adapter zu Olympus SZ, SF, SD und Nikon SMZ-1, SMZ-2 und SMZ445)
274550	55mm Standard	(Nikon SMZ 645/660 und SMZ 745 / 745T
274580	58mm Standard	Olympus, alte VM Serie
274100	Nikon / Leica	für Vorsatzlinse zu (Nikon SMZ 745 / 645 / 660/ und Leica S4 E, S6 E, M50, M60, M80, etc) sowie SMZ800(N), SMZ1000, SMZ1270(i)
274120	Olympus SZX	(Standardadapter für SZX12/SZX9 und SZX7/SZX10
274140	Leica	Alte Leica MS5 und MZ Serie, M-Serie, Wild M (Zwischenring dazu + CHF28.00)
274142	Leica / Nikon	Adapter für NKL zu Leica M50 und Nikon SMZ-2 (Ø 66/58)
277140	Leica	Kunststoffzwischenring zu Leica MS5, MZ- und M- Serie
274150	Navitar	(Navitar 7000 Zoom Objektiv mit 48-52mm Ring)
274160	Mantis	Zu altem Mantis/Vision Betrachtungssystem (neue mit RGH-6)
	Arme:	
274173	RGH-3	Ryf Universal-Gelenkhalter 3 Gelenke und M5, montiert (Olympus, Motic, Leica, Nikon, etc. = geeignet für fast alle Mikroskope), Swiss Made
274174	RGH-4	Ryf Universal-Gelenkhalter 4 Gelenke und M5, montiert (Olympus, Motic, Leica, Nikon, etc. = geeignet für fast alle Mikroskope). Swiss made
274175	RGH-5	Ryf Universal-Gelenkhalter 5 Gelenke und M5, montiert (Olympus, Motic, Leica, Nikon, etc. = geeignet für fast alle Mikroskope), Swiss Made
274175.6	RGH-6	Ryf Universal-Gelenkhalter, 6 Gelenke und M5 (zu Mantis), Swiss Made
	Sockel:	
274180	NKL Sockel	Fuss, schwer aus Stahl zu Universalgelenkhalter, weiss lackiert zu NKL 18, NKL12 oder NLL200- NLL360 (ohne Universalgelenkhalter)
274181	Platte zu Sockel	Aluplatte für zusätzliche Standfläche zu NKL Stahlsockel, inkl. / montiert
Diverse	Übergangsringe	48-58mm, 55-58mm, 55-48mm, 52-58mm, 48-52mm





Teileliste Ryf NKL / NLL Beleuchtungen

Ersatzröhren

Art. No.	Modell	Klein - Standard
273510	973-510	Standard Ersatzröhre ,Tageslicht 5100°K (NKL:7/12/18/22/24)
273511	973-510 E	ESD Ersatzröhre,Tageslicht 5100°K, ESD geschützt
273200	973-320	NKL Röhre 3200°K
273420	973-420	NKL Röhre 4'200°K Cool White
273550	973-550	NKL Röhre 5'500°K
273365	973-365	NKL Ersatzröhre, UV- Röhre mit Peak bei 365nm, geeignet für NKL 18 / NKL 12c (nicht aber für NKL12 oder NKL12b)
273585	973-585	NBKL Röhre, gelber Lichtstrom 585nm für photoresist-Schutz
273450	973-450	NKL Ersatzröhre blau, 450nm, 13W, zu allen NKL18 / NKL12
273509	Eco-973-510	ECO-Ersatzröhre 5100°k zu NKL18 / NKL 7
275510	975-510	kleine „mini“Zirkular Röhre zu NKL 25 mit 5'100°K

Art. No.	Modell	Ø 60mm – Ø 100mm
278650	978-650	grosse Zirkular Röhre zu NKL 100 mit 6'500°K
279045	904-510	5'100° Röhre Ø60mm zu NKL 19
279043	904-365	UV Röhre Ø60mm zu NKL 19 (365NM)
279065	906-510	5'100° Röhre Ø100mm zu NKL 90 & NKL91
279063	906-365	UV Röhre Ø100mm zu NKL 90 & NKL91 (365NM)

Art. No.	Modell	Linear
273820	ER-28200	Original Ersatz-Röhre, Tageslicht NLL-28/ 200mm 4W (L Röhre =110mm)
273830	ER-28300	Original Ersatz-Röhre, Tageslicht NLL-28/ 300mm 6W (L Röhre =210mm)
273836	ER-28360	Original Ersatz-Röhre, Tageslicht NLL-28/ 360mm 8W (L Röhre =285mm)
273838	ER-28495	Original Ersatz-Röhre, Tageslicht NLL-28/ 495mm 13W (L Röhre =495mm)
273920	UV-28200	UV-Röhre, 365nm NLL-28/ 200mm 4W (L Röhre =110mm)
273930	UV-28300	UV-Röhre, 365nm NLL-28/ 300mm 6W (L Röhre =210mm)
273936	UV-28360	UV-Röhre, 365nm NLL-28/ 360mm 8W (L Röhre =285mm)

Ryf AG, Grenchen, August 2016, Änderungen Vorbehalten

www.ryfaq.ch





Teileliste Ryf NKL / NLL Beleuchtungen

Liste Ersatzteile

Gehäuseteile für Ryf Fluoreszenzlampen

Art. No.	für Modell	
271000	NKL12/b	ganzes Polycarbon-Gehäuse, weiss inkl. Deckel und Schraube
271001	NKL12 E	gleiche Version aber ESD Gehäuse (Lackiert, mit verchromtem Lampenschirm)
271002	NKL18 / 7	ganzes Polycarbon-Gehäuse, weiss inkl. Deckel und Schraube
271003	NKL18 E	gleiche Version mit ESD-Gehäuse, verchromt
271004	NKL7/18/12	Schraube zu Deckel für Gehäuse NKL12/NKL18
271005	NKL7/18/12	Deckel für NKL 12 (alle) und NKL 18 / 7
271006	NKL12/18E	Deckel für NKL 12ESD und NKL 18ESD
271007	NKL18/7	ON/OFF Schalter zu NKL 18
271008	NKL7/18/12	Lampensockel zu NKL12 und NKL18
271009	NKL7/18/12	Crimpkontakte zu Lampensockel NKL12 und NKL18 (Preis pro Stück, 4 Stk. pro Lampe)
271010	NKL18	Kondensator zu NKL18
271011	NKL7/18/12	Kautschukring mit Durchmesser 58mm

HF Vorschaltgeräte für Ryf Fluoreszenz-lampen

271049	NKL12b	NKL12b Steuerung im Austausch NKL 12b Elektronische Steuerung, von 1:10 Regelbar mit 85 KHz, 220V
271050	NKL12b	NKL 12b Elektronische Steuerung, von 1:10 Regelbar mit 85 KHz, 220V
271048	NKL12b	NKL12b Lampenset, inkl. Polycarbon-Gehäuse, Röhre 973-510 und Kabel mit Stecker zu Steuerung NKL12b
271051	NKL18	NKL 7/18 Elektronisch geregeltes HF Vorschaltgerät mit 25KHz, 220V Komplett mit Stecker und Schalter
271052	NKL7	STA-7 Starter-Set für 50Hz (Kondensator und Starter zu NKL-EL-7)
273001	STA-7	50Hz Starter-Set (Kondensator + Starter zu alter NKL-EL-7)

Verlangen Sie unsere Unterlagen über Fiberoptik!

