



Einfacher Schiebetisch für Stereomikroskope


Auf fast jedes Basis-Stativ kann der mechanische Koaxial-Arbeitstisch mit den Massen 150 x 100 mm aufgesetzt werden (muss nicht angeschraubt werden). Er ist mit Feinverstell-Spindeln in beiden Achsen (X-Y) verschiebbar

Ryf STK-1 table glissante X-Y, (dim. ext. 170 x 195 mm, mouvement X-Y à 75x50mm) attachable pour toutes les microscopes avec grande plaque noir/blanc à 140x115mm

Mecanical stage Ryf STK-1, attachable coaxial x-y stage (stage surface =170 x 195 mm) for almost any type of stereo microscope with big B/W plate (140x115mm), provides smooth and accurate movement of specimen



Praktisch für grosse Vergrösserungen oder sehr kleine Teile / Proben



Schiebetisch STK-1:

Mechanischer X-Y Schiebetisch STK-1 für Stereomikroskope mit grosser Tischeinsatzplatte aus Kunststoff (schwarz/weiss).

Einfach aufsetzbar direkt auf fast jedes Stativ oder Grundplatte (Ausführung mit Antirutschfüsse)

Baugrösse: 170 x 195mm (h=27mm)

Schiebbereich: X = 75mm / Y = 50mm

Einsatzplatte: S/W Platte 140 x 115mm

Durchlicht: Ausschnitt Tisch = Ø 50mm

Belastbarkeit: ca. 500g

Gewicht: 1320 g

www.ryfag.ch