



Ryf Teilehalter BRZ



für Präzisions- Spannzange Schaublin P10. Genaue, Drehbare Positionierung je 90° (aus-schaltbar). Einfaches Auswechseln der Spannzangen von Durchmesser 0.5mm bis 9 mm.

Teile vermessen und kontrollieren auf: Stereomikroskope, Messmikroskope und Profilprojektoren

Geeignet für: Fräser, Mikrofräser, Bohrwerkzeuge, Spezialschrauben und Teile aus der Medizinaltechnik.

Porte -pièce Ryf BRZ



pour pince Schaublin P10. Positionnements à click-stop 3 x 90°. Changement des pinces de diamètre 0.5mm à 9mm.

mesure et observation visuelle pour: Microscope binoculaire, microscope de mesure et projecteur de profil

Pour: des fraises, micro-fraises, mèches, vis spéciales et produits médical.

