

Ryf Ryeco Stereo-Mikroskop RSZ-45-SET 2017



Ryf Ryeco Stereo-Mikroskop RSZ-45-SET 2017



Version 1:
RSZ-45 Set mit einfacher
LED Ringbeleuchtung
(ohne Diffusor)
N° RSZ-1120



Ryeco RWF 15x Okular mit
Brillenträgerringe RSZ-1004



Brillenträgerringe (RSZ-1013) und
Augenmuscheln zu RWF10x (RSZ-1003)



Vorsatzobjektive zum RSZ-45

Entspanntes Arbeiten zu vernünftigen Preis !

Ryf Ryeco Stereo-Mikroskop RSZ-45-SET 2017

Version 2:
RSZ-45 Set mit Ryf NKL18
Fluoreszenz Beleuchtung
N° RSZ-1100



Ryf Ryeco Stereo-Mikroskop RSZ-45-SET 2017



Das optische System Ryeco RSZ-45, nach Greenough, besitzt zwei Strahlengänge, die zueinander geneigt sind. Dies ermöglicht eine besonders kompakte Bauart bei hoher Funktionalität. Die meisten verwendeten Komponenten werden in der EU oder in der Schweiz hergestellt.

Ryf Garantie - Ryf Qualität - CH-EU Made www.ryfag.ch

RYF AG
Showroom
Bettlachstrasse 2
CH-2540 Grenchen
Tel +41 32 654 21 00
Fax +41 32 654 21 09

RYF SA
Showroom, Sales Office
Route de Genève 9c
1291 Commugny
Tél +41 22 776 82 28
Fax +41 22 776 82 29

RYF AG (Zürich)
Sales Office
Bahnhofstrasse 17
8400 Winterthur
Tel +41 52 560 22 25
Fax +41 52 560 21 0

ryfag@ryfag.ch