

# Stéréomicroscope Ryf Ryeco RSZ-45-SET 2017



# Stéréomicroscope Ryf Ryeco RSZ-45-SET 2017



**Version 1:**  
Set RSZ-45 avec éclairage  
LED annulaire simple  
(sans diffuseur)  
N° RSZ-1120



Oculaires RWF 15x avec bagues  
pour porteurs de lunettes RSZ-1004



Bagues pour porteurs de lunettes  
(RSZ-1013) et œillères pour RWF10x  
(RSZ-1003)



Lentilles additionnelles RSZ-45

# Stéréomicroscope Ryf Ryeco RSZ-45-SET 2017



# Stéréomicroscope Ryf Ryeco RSZ-45-SET 2017



Le système optique RSZ-45 selon Greenough comprend 2 faisceaux lumineux inclinés, ce qui permet une construction spécialement compacte. La plupart des composants utilisés sont fabriqués en EU ou en Suisse.

**Garantie Ryf - Qualité Ryf - [www.ryfag.ch](http://www.ryfag.ch)**

RYF AG  
Showroom  
Bettlachstrasse 2  
CH-2540 Grenchen  
Tel +41 32 654 21 00  
Fax +41 32 654 21 09

RYF SA  
Showroom, Sales Office  
Route de Genève 9c  
1291 Commugny  
Tél +41 22 776 82 28  
Fax +41 22 776 82 29

RYF AG (Zürich)  
Sales Office  
Bahnhofstrasse 17  
8400 Winterthur  
Tel +41 52 560 22 25  
Fax +41 52 560 21 0

[ryfag@ryfag.ch](mailto:ryfag@ryfag.ch)