

# Mikroskopbeleuchtung

## DL4 <Durchlicht-Beleuchtung/>



Lichtstrom	ca. 200 lm
Farbtemperatur	5.700 K
Farbwiedergabeindex	≥ 80
LED-Lebensdauer	50.000 h (L70, Herstellerangabe)
Durchmesser Lichtfläche	ca. 70 mm
Helligkeitssteuerung	feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme	ca. 4,5 W
Eingang Netzteil	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil	24 V DC, 1 A
Höhe	19 mm
Durchmesser	84 mm
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	titan
Gewicht	ca. 0,38 kg
Abmessung Steuerung (L × B × H)	78 mm × 38 mm × 21 mm



### Anwendungsgebiete

Mikroskopie

### Ausführungen

DL4 pur-weiß (5.700 K), 200 lm, Durchmesser 84 mm

100-009593

