

Mikroskopbeleuchtung

MLH2-Serie <Lampenhäuser/>



| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel | 30 W Power-LED |
| LED-Lebensdauer | 50.000 h (L70, Herstellerangabe) |
| Helligkeitssteuerung | stufenlos 0 - 100% |
| Leistungsaufnahme | ca. 36 W |
| Eingang Netzteil | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Ausgang Netzteil | 24 V DC, 1 A |
| Abmessung (L x B x H) | 100 mm x 84 mm x 100 mm |
| Kühlsystem | passive Kühlung ohne Lüfter |
| Material | eloxiertes Aluminium |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | ca. 1,5 kg |



Anwendungsgebiete
Mikroskopie

Zubehör

Adapter

Seite 66

Ausführungen

| | | |
|------------|------------------------------|------------|
| MLH2-PW | pur-weiß (5.700 K), CRI 70 | 100-011163 |
| MLH2-PC | pur-weiß (5.700 K), CRI 90 | 100-011174 |
| MLH2-NW | natur-weiß (4.000 K), CRI 80 | 100-010945 |
| MLH2-WW | warm-weiß (3.000 K), CRI 80 | 100-011176 |
| MLH2-UV365 | UV (365 nm) | 100-011614 |

