

Labor- und Arbeitsleuchten



LL6-Serie <Lupenleuchten/>



Leuchtmittel	6 × 3 W Power-LED
Vergrößerung	3-fach (6 Dioptrien)
Leistungsaufnahme	ca. 20 W
Eingang Netzteil	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil	24 V DC, 1 A
Armlänge	450 mm + 400 mm
Klemmweite	max. 50 mm
Durchmesser (Linse)	120 mm
Material	Metall
Farbe	grau
Gewicht	ca. 2,65 kg
Kabellänge Netzteil	1,40 m
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	schwarz
Gewicht	ca. 125 g



Anwendungsgebiete

Labor
Arbeitsplatz

Ausführungen

LL6-PW	6 × pur-weiß (5.700 K)	100-011177
LL6-NW	6 × natur-weiß (4.000 K)	100-011026
LL6-PW-UV365	3 × pur-weiß (5.700 K), 3 × UV (365 nm)	100-011290
LL6-PW-UV400	3 × pur-weiß (5.700 K), 3 × UV (400 nm)	100-011291
LL6-NW-UV365	3 × natur-weiß (4.000 K), 3 × UV (365 nm)	100-010886
LL6-NW-UV400	3 × natur-weiß (4.000 K), 3 × UV (400 nm)	100-011024

