

Super ERGO Kopf zu Stereomikroskop Leica M-Serie



Super-ERGO 180° !

Super ERGO Kopf zu Stereomikroskop Leica M-Serie



Super ERGO Ergonomischer Binokopf P-RERGO mit 0° - 180° für Leica M50, M60, M80-Series

Dieser extrem neigbare Binokopf erlaubt eine Einstellung von 0°-180°. Der Augenabstand wird mittels Skala sehr genau über den Regelknopf links oder rechts eingestellt.

SAP Bestell Nr. MNB53R180L (mit 10x Okulare)

..... Verfügbar sind 10x Okulare oder 12.5x Okulare

12.5x Okulare: Super Applikation mit dem 0.8x Objektiv von Leica, 12.5x Grossfeld Okulare von Ryeco und mit einem Arbeitsabstand von AA= 114mm um wieder die Original Vergrösserung zu erhalten aber mehr Arbeitsabstand (M50/ M60 = 6.3x -40x und M80 = 7.5x -60x). mit dem 0.63x Objektiv und einen AA = 148mm, hat man immerhin so noch Vergrösserungen von 5x bis 31.5x zur Verfügung (beim M80 = 6x -47x und 148mm Arbeitsabstand).

SAP Bestell Nr. MNB53R180.12L (mit 12.5x Okulare)

Passt auch zu den alten Stereo Mikroskope von Leica, wie MS5 / M6 / M7.5 / M12.5, sowie von WILD M-Serie.

www.ryfaq.ch