



DENTAL ZOOM MIKROSKOP RYECO AM6000

ryeco
microscopes
+ swiss quality

WIR MACHEN QUALITÄT SICHTBAR

MEHR KOMFORT MIT DEM BRANDNEUEN ZOOM Dental MIKROSKOP 1:8 Ryeco AM-6000 zum vernünftigen Preis!



Mit eingebauter Full-HD-Kamera mit Wi-Fi für Android das iPhone oder iPad (keine lästigen Kabel mehr...).

- Ø 23mm Okulare für grösseres Gesichtsfeld, Okularvergrößerung 10x (auf Wunsch 12.5x). (1)
- Der Zoomfaktor von 1:8 und der Vergrößerungsbereich sind die zurzeit grössten auf dem Markt. (2)
- Super ERGO Ergonomischer Binokopf mit 0° - 180°; dieser extrem neigbare Binokopf erlaubt eine Einstellung von 0° - 180°. Der Augenabstand wird mittels Skala sehr genau über den Regelknopf links oder rechts eingestellt (oder Zentral in der Mitte, je nach Wahl)
- Eingebaute, Full-HD-Kamera, Software inklusive (kein PC erforderlich), einfache Bedienung mit der mitgelieferten Maus. (3)
- Die eingebaute Kamera ist mit einer Wi-Fi-Funktion ausgestattet. Kabellose Übertragung von Bildern und Video in Echtzeit (auf einen Bildschirm, Android, iPhone oder iPad). (3)
- Zusätzlicher integrierter Strahlenteiler. Bei Bedarf kann eine zweite Kamera angeschlossen werden (Adapter für NIKON und Canon Spiegelreflexkameras lieferbar). (4)
- Installation und Schulung durch von Ryf geschulte Techniker und erfahrene Schweizer Zahnärzte.
- Boden-, Wand- oder Deckenhalterung sind ebenfalls erhältlich (inklusive Montage und Befestigung durch Ryf AG).
- Vorführungen und Seminare in Grenchen/SO oder in Commugny/VD
- **24 Monate Schweizer Garantie und Service von Ryf AG.**

ryeco
microscopes
+ swiss quality



- Einfache und natürliche Balanceeinstellung mit dem 950 mm langen High-End-Federarm.
- Knopf zur Friktions- und Bremseinstellung.
- Die Abdeckung des Trägerarms aus umweltfreundlichem PC-Kunststoff ist widerstandsfähiger und langlebiger als ABS (verhindert eine Alterung oder eine Rissbildung).
- Die mechanischen Teile des gesamten Mikroskops bestehen grösstenteils aus Aluminium 6061 (Flugzeugbau).
- Strom- sowie HDMI-Kabel sind in der Stahl-Stativsäule integriert. Die Anschlussbuchsen sind im Standfuss integriert.

**Kompakt:**

Um Platz zu sparen, kann der Federarm auf den ersten Trägerarm geklappt werden. Kollisionsschutz ist durch die Arretiervorrichtung gegeben.





Mit Auslöser am Handgriff



Perfekt für Zahnärzte:

Das sehr grosse Gesichtsfeld und die präzise Variotokus Einstellung (200 - 300mm), erlauben eine sehr komfortable und ergonomische Arbeitsweise. Die seitlich angebrachten, ergonomisch ausgebildeten Handgriffe mit Drucktasten, erlauben eine einfache Steuerung der Kamera. Die Software ist direkt über die Maus bedienbar (kein PC nötig).



RYF AG

Bettlachstrasse 2
CH-2540 Grenchen
Tel +41 32 654 21 00
ryfag@ryfag.ch
www.@ryfag.ch

RYF SA Succursale

Route de Genève 9c
CH-1291 Commugny
Tel +41 22 776 82 28
ryfag@ryfag.ch
www.@ryfag.ch

RYF AG (Zürich)

Bahnhofplatz 17
CH-8400 Winterthur
Tel +41 52 560 22 25
ryfag@ryfag.ch
www.@ryfag.ch