

## Universal LED Durchlichtstativ für Stereo-Mikroskope

Ryeco RSZ-1012

**ryeco**  
microscopes  
+ swiss quality



Ryeco Stativ RSZ-1012 mit der Ringbeleuchtung Ryf NKL-12 LED

## Universal LED Durchlichtstativ für Stereo-Mikroskope



### Ryeco Universal Durchlichtstativ mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis:

Preisgünstiges Durchlichtstativ zu diversen Stereomikroskopen wie Ryeco RSZ-45(T), Nikon SMZ 445 / SMZ 745(T), Leica S9, Zeiss 305 / 508 sowie Olympus SZ51 / SZ61(T).

Die beiden eingebauten Beleuchtungen können ergonomisch von den beiden Knöpfen in der Fussplatte bedient werden:

- LED Durchlicht mit Glasplatte, regelbar
- Seitliches LED regelbar, Winkel des LED's ist neigbar
- Hauptschalter von rechts her bedienbar
- Optional mit Ringbeleuchtung Ryf NKL12-LED / RL4b

Das Stativ mit integriertem Z-Achsen-Trieb wird aus Aluminium gefertigt und ist weiss lackiert (Herkunft Asien).

**Abmessungen: B=245mm x T=285mm x H=340mm**

**Ryeco Swiss Warranty & Service Package & Final Assembly**

SAP Bestellnummer: RSZ-1012

[www.ryfag.ch](http://www.ryfag.ch)