

Statif universel à LED pour lumière transmise pour microscopes stéréoscopiques

Ryeco RSZ-1012

ryeco
microscopes
+ swiss quality



Trépied Ryeco RSZ-1012 avec l'éclairage annulaire Ryf NKL-12 LED

Statif universel à LED pour lumière transmise pour microscopes stéréoscopiques



Statif de diascope universel Ryeco avec un très bon rapport qualité/prix :

Statif de diascope à prix avantageux pour divers stéréomicroscopes comme Ryeco RSZ-45(T), Nikon SMZ 445 / SMZ 745(T), Leica S9, Zeiss 305 / 508 ainsi que Olympus SZ51 / SZ61(T).

Les deux éclairages intégrés peuvent être commandés de manière ergonomique par les deux boutons de la plaque de base :

- LED diascopique avec plaque de verre, réglable
- LED latérale réglable, angle de la LED inclinable
- Interrupteur principal accessible par la droite
- En option avec éclairage annulaire Ryf NKL12-LED / RL4b

Le pied avec entraînement intégré de l'axe Z est fabriqué en aluminium et peint en blanc (origine Asie).

Dimensions: L=245mm x P=285mm x H=340mm

Ryeco Swiss Warranty & Service Package & Final Assembly

SAP Numéro de commande: RSZ-1012

www.ryfag.ch