

## Universal Ryeco Auflicht-Stativ für Stereo-Mikroskope

Ryeco RSZ-1090

**ryeco**  
microscopes  
+ swiss quality



Ryeco Auflicht-Stativ RSZ-1090 mit der Ringbeleuchtung Ryf NKL-12 LED

## Universal Ryeco Auflicht-Stativ für Stereo-Mikroskope

### Ryeco Universal Auflicht-Stativ mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis:

Preisgünstiges Stativ zu diversen Stereomikroskopen wie Ryeco RSZ-45(T), Nikon SMZ 445 / SMZ 745(T), Leica S9, Zeiss 305 / 508 sowie Olympus SZ51 / SZ61(T).

Dieses einfache Industrietaugliche Auflicht-Stativ mit Fokussiertrieb hat keine eingebaute Beleuchtung, kann aber mit den gängigsten LED Ringlichtbeleuchtungen wie das Ryf RL4b, NKL-12 LED oder die kostengünstigste Variante dem CL-16.1 ergänzt werden. Je nach Modell wird noch ein RGL-4 oder aber ein Adapter benötigt.

Die schwarz/weiss Platte, aus Plexiglas gefertigt, weist einen Durchmesser von Ø95mm auf.

Das Stativ mit integriertem Z-Achsen-Trieb wird aus Aluminium gefertigt und ist weiss lackiert (Herkunft Asien).



**Abmessungen: B=215mm x T=270mm x H=325mm**

**Ryeco Swiss Warranty & Service Package & Final Assembly**

SAP Bestellnummer: RSZ-1090

[www.ryfag.ch](http://www.ryfag.ch)