

Trépied d'épiscopie universel Ryeco pour microscopes stéréoscopiques

Ryeco RSZ-1090



Trépied d'épiscopie Ryeco RSZ-1090 avec l'éclairage annulaire Ryf NKL-12 LED

Trépied d'épiscopie universel Ryeco pour microscopes stéréoscopiques

Trépied d'épiscopie universel Ryeco avec un très bon rapport qualité/prix:

Trépied économique pour divers stéréomicroscopes comme Ryeco RSZ-45(T), Nikon SMZ 445 / SMZ 745(T), Leica S9, Zeiss 305 / 508 ainsi que Olympus SZ51 / SZ61(T).

Ce simple statif d'épiscopie industriel avec commande de mise au point n'a pas d'éclairage intégré, mais peut être complété par les éclairages annulaires LED les plus courants comme le Ryf RL4b, le NKL-12 LED ou la variante la plus avantageuse, le CL-16.1.

Selon le modèle, il faut encore un RGL-4 ou un adaptateur.

La plaque noire/blanche en plexiglas présente un diamètre de 95 mm.

Le trépied avec axe Z intégré est fabriqué en aluminium et laqué en blanc (origine Asie).



Dimensions: L=215mm x L=270mm x H=325mm

Ryeco Swiss Warranty & Service Package & Final Assembly

SAP Numéro de commande: RSZ-1090

www.ryfag.ch