

Universal Ryeco Stativ Set für kleinere Stereo-Mikroskope

Ryeco RSZ-STL1H

ryeco
microscopes
+ swiss quality



Ryeco Einfaches Universalstativ RSZ-STLH mit der Ringbeleuchtung Ryf NKL-12 LED
(Der Zahnstangentrieb-Kopfhalter muss separat bestellt werden mit der Nr.235520)

Universal Ryeco Stativ Set für kleinere Stereo-Mikroskope

Ryeco kompaktes Universal-Stativ mit Kopfhalter / Trieb mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis:

Preisgünstiges Einsteiger Universal Stativ zu diversen Stereomikroskopen wie Ryeco RSZ-45(T), Nikon SMZ 445 / SMZ 745(T), Leica S9, Zeiss 305 / 508 sowie Olympus SZ51 / SZ61(T).

Dieses einfache Industrietaugliche Universal-Stativ, im Set mit Fokussiertrieb 235120 hat keine eingebaute Beleuchtung, kann aber mit den gängigsten LED Ringlichtbeleuchtungen wie das Ryf RL4b, NKL-12 LED oder die kostengünstigste Variante dem CL-16.1 ergänzt werden.

Je nach Modell wird noch ein RGL-4 oder aber ein Adapter benötigt.

Der Sockel ist aus Stahl gefertigt und lackiert. Die beiden Säulenstangen sind ebenfalls aus Stahl gefertigt und verchromt.

Das ganze Stativ wird im Set mit einem Kopfhalter mit Zahnstangentrieb verkauft.

Der ganze Trieb dazu wird aus Aluminium gefertigt und ist weiss / grau lackiert (beides Herkunft Asien).



Abmessungen: Grundplatte = 230x230 / Säule Ø 32mmx380mm / horizontaler Arm = 430mm

Ryeco Swiss Warranty & Service Package & Final Assembly

SAP Bestellnummer: RSZ-STL1H

SAP Bestellnummer: 235520