

Labor Routine Sets Zeiss Primostar 3 zum Mieten

Super Mietangebot!



Unglaublich: inklusive 4 Jahre Service...

Labor Routine Sets Zeiss Primostar 3 zum Mieten

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten (mit Vorb. Kameraanschluss / ohne Kamera):

- Primostar 3 (01) Full Köhler 4x, 10x,40x und 50x Öl Objektiv à CHF 92.00 / 48 Monate
- Primostar 3 (02) Full Köhler 4x, 10x,40x und 100x Öl Objektiv à CHF 92.00 / 48 Monate
- Primostar 3 (03) Full Köhler 4x, 10x,40x Ph2 und 50x Öl Obj., Pol-Set à CHF 112.00 / 48 Monate
- Primostar 3 (04) Full Köhler 4x, 10x,40x Ph2 und 100x Öl Obj.Pol-Set à CHF 112.00 / 48 Monate
- Nach 48 Monaten kann das Gerät sehr günstig erworben werden oder aber wieder ein Neues für weitere 4 Jahre gemietet werden. Alle Preise sind gültig bis 31.12.2023 / ohne MwSt.

Set No. 01 Full Köhler 4x, 10x,40x und 50x Öl Objektiv:

Primostar 3, Full-K., Tri, SF22, 5 Pos., ABBE 0.9, 75x50, Komplettausrüstung mit Stativ Full-Köhler einschließlich - Durchlicht Einschubmodule mit LED 3W Weisslicht, 5600K - Objektivrevolver 5-fach, nach hinten geneigt - Kreuztisch 75x50 Trieb rechts und Objekthalter für zwei Objektträger mit Federhebel links - Binokularer Fototubus 25°/22 (50:50) - Okularen 10x/22 Br. foc. mit Augenmuscheln - Objektiven iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x, 50x Öl Abbe-Kondensator 0,9/ 1,25 mit Slot - LichtManager - ECO-Mode - Farbfiltersatz blau, grün, gelb - CH Kabel – Staubschutzhülle.

Set No. 02 Full Köhler 4x, 10x,40x und 100x Öl Objektiv:

Primostar 3, Full-K., Tri, SF22, 5 Pos., ABBE 0.9, 75x50, Komplettausrüstung mit Stativ Full-Köhler einschließlich - Durchlicht Einschubmodule mit LED 3W Weisslicht, 5600K - Objektivrevolver 5-fach, nach hinten geneigt - Kreuztisch 75x50 Trieb rechts und Objekthalter für zwei Objektträger mit Federhebel links - Binokularer Fototubus 25°/22 (50:50) - Okularen 10x/22 Br. foc. mit Augenmuscheln - Objektiven iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x, 100x Öl - Abbe-Kondensator 0,9/ 1,25 mit Slot - LichtManager - ECO-Mode - Farbfiltersatz blau, grün, gelb - CH-Kabel – Staubschutzhülle.

Set No. 03 Full Köhler 4x, 10x,40x Ph2 und 50x Öl Objektiv, Polarisator/Analysator:

Primostar 3, Full-K., Tri, SF22, 5 Pos., Ph2, ABBE 0.9, 75x50 Komplettausrüstung mit Stativ Full-Köhler einschließlich, Durchlicht Einschubmodule mit LED 3W Weisslicht, 5600K, Objektivrevolver 5-fach, nach hinten geneigt, Kreuztisch 75x50 Trieb rechts und Objekthalter für zwei Objektträger mit Federhebel links, Binokularer Fototubus 25°/22 (50:50), Okularen 10x/22 Br. foc. mit Augenmuscheln, Objektiven iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x Ph2, 50x Öl Abbe-Kondensator 0,9/ 1,25 mit Slot, Licht Manager, ECO-Mode, Schieber H/Ph2, Diopter d=30mm, Farbfiltersatz blau, grün, gelb, , CH Kabel, Staubschutzhülle, Polarisator D, Analysator D.

Set No. 04 Full Köhler 4x, 10x,40x Ph2 und 100x Öl Objektiv, Polarisator/Analysator:

Primostar 3, Full-K., Tri, SF22, 5 Pos., Ph2, ABBE 0.9, 75x50 Komplettausrüstung mit Stativ Full-Köhler einschließlich, Durchlicht Einschubmodule mit LED 3W Weisslicht, 5600K, Objektivrevolver 5-fach, nach hinten geneigt, Kreuztisch 75x50 Trieb rechts und Objekthalter für zwei Objektträger mit Federhebel links, Binokularer Fototubus 25°/22 (50:50), Okularen 10x/22 Br. foc. mit Augenmuscheln, Objektiven iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x Ph2, 100x Öl, Abbe-Kondensator 0,9/ 1,25 mit Slot, Licht Manager, ECO-Mode, Schieber H/Ph2, Diopter d=30mm, Farbfiltersatz blau, grün, gelb, Ch-Kabel, Staubschutzhülle, Polarisator D, Analysator D.

Einmalig; alles inklusive mit Lieferung, Installation und 4 Jahre Service vor Ort bei Ihnen:

- Persönliche Lieferung des montierten Mikroskops ab Lager Ryf AG nach Vereinbarung.
- Servicetermin pro Jahr einmal, Termin wird von unserem SAV ausgewählt und vereinbart.
- Service: -Teilweise Demontage, - optische und mechanische Reinigung, - Montage des Gerätes mit Justierungen
- Finale Funktionskontrolle, 1x jährlich ab 2. Jahr, Zeitpunkt wird vom SAV Team bestimmt.
- 5 Jahre Garantie: bitte Verpackung für Garantiefälle / Retouren nicht wegwerfen.
- nach 48 Monaten kann das Mikroskop gegen ein Neues getauscht werden, oder aber übernommen werden.
- Abrechnung erfolgt per Quartal (Quartalsrechnung) im Voraus (für weitere Details siehe Angebote Ryf AG).

