

Sets de laboratoire de routine Zeiss Primostar 3 à louer

Super offre de location



Incroyable : service de 4 ans inclus

Sets de laboratoire de routine Zeiss Primostar 3 à louer

Adapté à vos besoins (avec connexion caméra/sans cam)

- Primostar 3 (01) Full Köhler 4x, 10x,40x und 50x huile à CHF 92.00/ 48 mois
- Primostar 3 (02) Full Köhler 4x, 10x,40x und 100x huile à CHF 92.00/ 48 mois
- Primostar 3 (03) Full Köhler 4x, 10x,40x Ph2 et 50x huile set de pol. à CHF 112.00/ 48 mois
- Primostar 3 (04) Full Köhler 4x, 10x,40x Ph2 et 100x huile, set de pol. à CHF 112.00/ 48 mois
- Après 48 mois, il est possible d'acheter l'appareil à un prix très avantageux ou d'en louer un nouveau pour 4 années supplémentaires. Tous les prix sont valables jusqu'au 31.12.2023 / sans TVA

Set No. 01 Full Köhler 4x, 10x,40x et 50x Objectif à huile :

Primostar 3, Full-K., tri, SF22, 5 Pos, ABBE 0.9, 75x50, équipement complet avec statif Full-Köhler comprenant - Modules enfichables de diascopie LED 3W lumière blanche, 5600K - Tourelle porte-objectifs 5x, inclinée vers l'arrière - Table croisée 75x50 entraînement à droite et porte-objet pour deux porte-objets avec levier à ressort à gauche - Tube photographique binoculaire 25°/22 (50:50) - Oculaires 10x/22 Br. foc. avec œillères - Objectifs iPlan-achromate 4x, 10x, 40x, 50x huile condenseur Abbe 0,9/ 1,25 avec Slot - LightManager - ECO-Mode - Jeu de filtres de couleur bleu, vert, jaune - Câble CH - Housse anti-poussière.

Set No. 02 Full Köhler 4x, 10x,40x et 100x Objectif à huile :

Primostar 3, Full-K., tri, SF22, 5 Pos, ABBE 0.9, 75x50, équipement complet avec statif Full-Köhler comprenant - Modules enfichables de diascopie avec LED 3W lumière blanche, 5600K - Tourelle porte-objectifs 5x, inclinée vers l'arrière - Table croisée 75x50 entraînement à droite et porte-objet pour deux porte-objets avec levier à ressort à gauche - Tube photo binoculaire 25°/22 (50:50) - Oculaires 10x/22 Br. foc. avec œillères - Objectifs iPlan-achromate 4x, 10x, 40x, 100xÖI - condenseur Abbe 0,9/ 1,25 avec Slot - LightManager - ECO-Mode - Jeu de filtres de couleur bleu, vert, jaune - câble CH - Housse anti-poussière.

Set No. 03 Full Köhler 4x, 10x,40x Ph2 et 50x objectif à huile, polariseur/analyseur :

Primostar 3, Full-K., Tri, SF22, 5 pos, Ph2, ABBE 0.9, 75x50 Equipement complet avec statif Full-Köhler y compris, modules enfichables de diascopie LED 3W lumière blanche, 5600K, tourelle porte-objectifs 5x, inclinée vers l'arrière, platine croisée 75x50 commande à droite et porte-objet pour deux porte-objets avec levier à ressort à gauche, tube photo binoculaire 25°/22 (50:50), oculaires 10x/22 Br. foc. avec œillères, objectifs iPlan-achromate 4x, 10x, 40x Ph2, 50x ÖI condenseur Abbe 0,9/ 1,25 avec slot, LightManager, mode ECO, curseur H/Ph2, dioptré d=30mm , jeu de filtres de couleur bleu, vert, jaune, , câble CH, housse anti-poussière, polariseur D, analyseur D.

Set No. 04 Full Köhler 4x, 10x,40x Ph2 et 100x objectif à huile, polariseur/analyseur :

Primostar 3, Full-K., Tri, SF22, 5 pos, Ph2, ABBE 0.9, 75x50 Equipement complet avec statif Full-Köhler y compris, modules enfichables pour lumière transmise avec lampe halogène 6V 30W et LED 3W lumière blanche, 5600K, tourelle porte-objectifs 5x, inclinée vers l'arrière, platine croisée 75x50 entraînement à droite et porte-objet pour deux porte-objets avec levier à ressort à gauche, tube photographique binoculaire 25°/22 (50:50), oculaires 10x/22 Br. foc. avec œillets, objectifs iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x Ph2, 100x huile, condenseur d'Abbe 0,9/ 1,25 avec slot, gestionnaire de lumière, mode ECO, curseur H/Ph2, dioptré d=30mm , jeu de filtres couleur bleu, vert, jaune, câble CH, housse anti-poussière, polariseur D, analyseur D.

Unique ; tout compris avec livraison, installation et 4 ans de service sur place chez vous :

- Livraison personnelle du microscope monté à partir de l'entrepôt Ryf S.A. sur rendez-vous.
- Rendez-vous de service une fois par an, la date est choisie et convenue par notre SAV
- (Service : -démontage partiel, -nettoyage optique et mécanique, -montage de l'appareil avec ajustements,
- Contrôle final du fonctionnement, 1 fois par an à partir de la 2e année, date choisie par notre équipe SAV).
- 5 ans de garantie : ne pas jeter l'emballage pour les cas de garantie / les retours.
- Après 48 mois, le microscope peut être échangé contre un nouveau ou être repris.
- La facturation se fait par trimestre (facture trimestrielle) à l'avance (pour plus de détails, voir l'offre).

